



배뇨선도 과제 3차년도 안내문

환자 Hand Out

수술 전후 모니터링 일정



약물치료 전후 모니터링 일정



앱 사용 방법

최대한 화장실을 조용하게 만들어주세요.


환풍기 ✕

대화 ✕


TV ✕

샤워 ✕


물 내리기 ✕



1
양변기 앞에 섭니다.



2
변기에서 80cm 정도 떨어진 위치에
핸드폰을 올려둡니다.




3
양변기 물에 소변이
떨어지도록 준비합니다.

앱 사용 방법




4
홈 화면에서 아이콘을 찾아
실행합니다.



5
시작 버튼을 누릅니다.



6
3, 2, 1, GO!
배뇨를 시작합니다.



7
끝난 후 마침을 누릅니다.